


MF 150A-H, MINI MF 150A und BF 150 im Vergleich:

	MF 150A-H	MINI MF 150 A	BF 150
Frequenz	Freie Wahl der Frequenzen von 1 bis 999,9 Hertz in 0,1er-Schritten	9,8 und 16,2 Hertz	Freie Wahl der Frequenzen von 1 bis 999,9 Hertz in 0,1er-Schritten
Modulation	Freie Wahl der Modulation von 1 bis 100 Prozent	50 Prozent	Freie Wahl der Modulation von 1 bis 100 Prozent
Leistung	Freie Wahl der Leistungsstufen von 1 bis 6	Leistungsstufen 3 und 6	Freie Wahl der Leistungsstufen von 1 bis 6
Zeit	Freie Einstellung der Behandlungszeit von 1 bis 240 Minuten	17, 42 und 73 Minuten	Freie Einstellung der Behandlungszeit von 1 bis 240 Minuten
Kapseltestfächer	Für Funktionstest der Befeldungsapplikatoren (Kapseln)	Nein	Für Funktionstest der Befeldungsapplikatoren (Kapseln)
Stromversorgung	Integriertes 220V Netzteil (abgeschirmt) + 12V Buchse für 12V Akku (inkl. Zigarrenanzünder)	Externes 220V Netzteil + 12V Buchse für 12V Akku (inkl. Zigarrenanzünder)	Integriertes 220V Netzteil (abgeschirmt) + 12V Buchse für 12V Akku (inkl. Zigarrenanzünder)
Tastatur	Federgelagerte Tasten für extrem lange Haltbarkeit	Folientastatur	Folientastatur
Display	Monochromes Display	Monochromes Display	Farbdisplay
Befeldungsapplikatoren	2 Kapseln (inkl. Aufroller)	2 Kapseln (inkl. Aufroller)	4 Kapseln (inkl. Aufroller)
Dongle	Nein	Optional gegen Aufpreis. Schaltet alle Funktionen für 3 Programmierplätze frei	Nein
Transportkoffer	Mit Hartschaumeinsatz für sicheren Versand	Mit Hartschaumeinsatz für sicheren Versand	Gerät ist in den Koffer integriert
Klettbänder	Zum Fixieren der Applikatoren am Körper	Zum Fixieren der Applikatoren am Körper	Zum Fixieren der Applikatoren am Körper
Bedienungsanleitung	Enthalten	Enthalten	Enthalten



Garantie	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre
Support	Praxis-Support mit medizinischer Beratung	Anwender-Support	Praxis-Support mit medizinischer Beratung
Basisseminar (MPG)	Teilnahme am „Basisseminar: Die Befeldung nach D. Broers“ (inkl. Gerätepreis) enthalten	Teilnahme am „Basisseminar: Die Befeldung nach D. Broers“ (inkl. Gerätepreis) enthalten	Teilnahme am „Basisseminar: Die Befeldung nach D. Broers“ (inkl. Gerätepreis) enthalten
Schulung seelische Befeldung	Teilnahme an „Schulung: Die seelische Befeldung“ (inkl. Gerätepreis) enthalten (3-Tages-Seminar)	Nein	Teilnahme an „Schulung: Die seelische Befeldung“ (inkl. Gerätepreis) enthalten (3-Tages-Seminar)
Therapeuten-Netzwerk	Enthalten (inkl. monatlicher Zoom-Meetings)	Nur bei Praxiseinsatz	Enthalten (inkl. monatlicher Zoom-Meetings)
Musikmodul	Nein	Nein	Integrierter MP3-Player mit 12 Klangkompositionen, die auf die gepulsten 150 MHz abgestimmt sind. Kopfhörer im Lieferumfang enthalten
Lichtmodul	Nein	Nein	Integrierte Beleuchtungseinheit mit externer LED-Lichttafel. Zur indirekten Raumbeleuchtung mit Frequenzen, die auf die gepulsten 150 MHz abgestimmt sind
Preis*	10.945 Euro inklusive „Basisseminar: Die Befeldung nach D. Broers“, „Schulung: Die seelische Befeldung“ bei Martina Fricke, Option, das Gerät zu leihen und zu testen (Leihe bei Kauf kostenlos, bei Nichtkauf 16 Euro/Tag)	7.865 Euro inklusive „Basisseminar: Die Befeldung nach D. Broers“. Optional ist für 476 Euro ein Dongle erhältlich	17.500 Euro inklusive „Basisseminar: Die Befeldung nach D. Broers“ und „Schulung: Die seelische Befeldung“ bei Martina Fricke